



BRAS

PORTE TABLETTE





Dispositif Médical conforme
à la directive 93/42/EEC
FARO S.p.A.: Via Faro, 15 - 20876 Ornago (Italy)

NOUVELLE TABLETTE AVEC NOUVEAU BRAS

Le design de la nouvelle tablette a été complètement revu pour améliorer le confort de travail. Les utilisateurs disposeront tous leurs instruments à portée de main.

Grâce à sa nouvelle conception et ses articulations en métal, le bras assure une parfaite liberté de mouvement de la tablette tout en maintenant le plateau parfaitement équilibré.

COULEURS DISPONIBLES :



BRAS

PORTE TABLETTE

Conforme à la directive 93/42/EEC smi - Dispositifs médicaux - classe I.



UN SYSTEME ROBUSTE ET FIABLE

Capacité de charge élevée grâce aux articulations en métal et à un plateau plus rigide. Quand la tablette est chargée au maximum (3kg), le bras peut être bloqué après la mise en position grâce à une molette design.



POIGNEE ERGONOMIQUE

La nouvelle poignée du plateau est plus ergonomique et permet la manipulation de la tablette dans toutes les directions souhaitées par l'utilisateur.



BRAS ARTICULE HAUTE PRECISION

Le plateau renforcé est parfaitement stable grâce au bras compensé qui assure une parfaite maniabilité et une bonne stabilité.

ACCESSOIRES



2 EN 1 SUPPORT TABLETTE / PLATEAU

Compact et orientable, le support compatible avec tous les modèles de tablette qui devient un support plateau et permet d'avoir un confortable plan d'appui supplémentaire à portée de main.



DEPUIS 1948: EXPERIENCE
ET RENOUVELLEMENT

FARO S.p.A.

via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540
www.faro.it - export@faro.it

FARO FRANCE

Za Tgv Coriolis - 71210 Montchanin - France Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com - farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH

Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933
www.farodeutschland.de - info@farodeutschland.de

Entreprise certifiée



ISO 9001:2008 ISO 13485:2003

INFO LINE:

